

❖ サイズの正しい計測方法

太ももの計測


ヒザのお皿（膝蓋骨）の中心から真上に、16cmの点が計測の基準点となります。基準点から、地面に水平に太ももの太さを計測してください。

正しい計測方法 ○



ふくらはぎの計測

ヒザのお皿（膝蓋骨）の中心から真下に、10cmの点が計測の基準点となります。太ももの計測と同様の点に留意して、基準点から、地面に水平にふくらはぎの太さを計測してください。



悪い例 ✕



メジャーが斜めになっている



メジャーが捻れてしまっている



締め付けすぎて、メジャーが食い込んでいる

パターンオーダーのサイズ表

太もも (大腿)	太さ (cm)	40—43	43—46	46—49	49—52	52—55	55—65	60—70	65—75
	(サイズの中心)	(41.5)	(44.5)	(47.5)	(50.5)	(53.5)	(60.0)	(65.0)	(70.0)
	サイズ	S	M	L	LL	3L	4L	5L	6L
ふくらはぎ (下腿)	太さ (cm)	26—30	28—32	30—34	32—36	34—38	36—44	38—50	44—56
	(サイズの中心)	(28.0)	(30.0)	(32.0)	(34.0)	(36.0)	(40.0)	(44.0)	(50.0)
	サイズ	S	M	L	LL	3L	4L	5L	6L

■計測が複数のサイズの適用範囲に入る場合：(1)サイズの中心に近い方をお選びください。(2)(1)でも2つのサイズに該当する場合は、大きい方のサイズをお選びください。
ご注意：太もものサイズとふくらはぎのサイズの差が3サイズ以上の場合は、本製品の適用ではありません。(例)太ももMサイズ、ふくらはぎ3Lサイズ。